

# LUXOR LINHA DE POLIMENTO DE ALTA QUALIDADE RELÓGIOS BIJOUTERIE

A linha LUXOR®, reconhecida em todo o mundo, é particularmente utilizada em atividades de polimento de alta qualidade, tanto em joalheria quanto em relojoaria.

Apreciado por sua excelente renderização polida com espelho de metais preciosos, ele funciona bem tanto na preparação quanto no acabamento.

Ultra-completa, a linha LUXOR® inclui massas, cremes, discos de polimento, mas também soluções de limpeza e limpeza de microfibra com benefícios incomparáveis.

## REDUÇÃO CUSTOS



Alta velocidade de execução, reduz custos de mão de obra



Concentração abrasiva reforçada, redução do consumo de massas



## GRANDE DESEMPENHO



Abrasivos de última geração, espelho excepcional resultado polido



LUXOR® Detergente limpo, 4 a 20 vezes mais eficaz que outros detergentes \*



Massas e discos desenvolvidos em conjunto para máxima eficiência



Microfibra LUXOR® Seamless, preserva o ambiente, sem risco micro



## COMFORT TRABALHANDO



Proteção plástica em cada massa, manuseio mais limpo



Massa seca, desengorduramento simplificado



Adequado para peças multi-materiais, escolha simplificada do produto, qualquer que seja a superfície



\* Peça nosso relatório de teste sobre o LUXOR® Clean

UMA RESPOSTA DE QUALIDADE PARA TODAS AS FASES DE  
POLIMENTO, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE LIMPEZA

# LUXOR LINHA DE POLIMENTO DE ALTA QUALIDADE RELÓGIOS BIJOUTERIE

## PASTA E DISCO LUXOR

		Grãos	PASSOS	SUPERFÍCIES POLIDAS	DISCOS RELACIONADOS
LUXOR ROSE		6,5 µ	Preparação	Todos os metais	MB, MAJ, TP
LUXOR VERDE		3 µ	Preparação média	Ouro, prata	MB, TP
LUXOR AZUL		1 µ	Preparação a seco	Lacas	TPB, STV, MOC2
LUXOR GRAY		1 µ	Polimento	Ouro Cinzento, Platina, Prata	TPB, STV
LUXOR BRANCO		0,3 µ	Polimento fino	Todos os metais	TPB, STV, MOC2
LUXOR AMARELO		0,5 µ	Acabamento super	Ouro cinzento, latão	LAG, STV, MOC2
LUXOR ORANGE		0,1 µ	Acabamento super	Todos os metais	LAG, STV, MOC2

### KIT LUXOR



Kit 4 pães e 2 discos



Kit 7 pães

## SOLUÇÃO DE MICROFIBRA E LIMPEZA

	Posicionamento	Dimensões / volumes	Apresentação
MICROFIBRA LUXOR	Pano de limpeza para metais preciosos e superfícies delicadas	30 cm x 30 cm	Embalagem de 5 microfibras
LUXOR LIMPO	Solução de limpeza para banhos ultrassônicos	1, 5, 25 ou 200 litros	Sem



MERARD - 45 rue Georges Charpak - ZAC Lybertec - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS - France  
Tél: +33 (0) 4 74 02 73 71 – Fax: +33 (0) 4 74 02 73 88 – www.merard.com – contact@merard.fr